

## KF Wand-Klemmenkopf



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Viele alternative Typen von Klemmköpfen stehen zur Verfügung, um die Anforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen.

Variationen bestehen in Größe, Material, Unterkunft, Medienbeständigkeit, Feuer- oder sogar Explosionsbeständigkeit und in anderen Parametern.

## Specifications

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Head Type</b>          | KF Wall Mounted Terminal Head |
| <b>Material</b>           | Aluminium Silver Painted      |
| <b>Cable Entry</b>        | M20 x 1.5mm                   |
| <b>Fixing (Centres)</b>   | 33mm & 40mm                   |
| <b>Max. Temperature</b>   | 170°C                         |
| <b>IP Rating</b>          | IP67 rated                    |
| <b>Process Entry</b>      | 1/2" BSPP                     |
| <b>Cap Retaining Type</b> | Screw Cap and retaining chain |