

N Klemmenkopf



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Viele alternative Typen von Klemmköpfen stehen zur Verfügung, um die Anforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen.

Variationen bestehen in Größe, Material, Unterkunft, Medienbeständigkeit, Feuer- oder sogar Explosionsbeständigkeit und in anderen Parametern.

Specifications

Product Code	XE-4130-001
Head Type	N Terminal Head
Material	Nylon Black Head
Cable Entry	M20
Fixing (Centres)	33mm
Max. Temperature	90°C
IP Rating	IP54 rated
Process Entry	1/8" BSPP
Cap Retaining Type	Screw Cap Lid with Rubber Gasket