

## N Klemmenkopf



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Viele alternative Typen von Klemmköpfen stehen zur Verfügung, um die Anforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen.

Variationen bestehen in Größe, Material, Unterkunft, Medienbeständigkeit, Feuer- oder sogar Explosionsbeständigkeit und in anderen Parametern.

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-4130-001
<b>Head Type</b>	N Terminal Head
<b>Material</b>	Nylon Black Head
<b>Cable Entry</b>	M20
<b>Fixing (Centres)</b>	33mm
<b>Max. Temperature</b>	90°C
<b>IP Rating</b>	IP54 rated
<b>Process Entry</b>	1/8" BSPP
<b>Cap Retaining Type</b>	Screw Cap Lid with Rubber Gasket