

Legionellen-Thermometer mit Integral Water Temp Timer



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

MM2008 Einzeleingangsthermometer mit integriertem 1-Minuten- & 2-Minuten-Timer.

Dieses Thermometer wurde in erster Linie für den Einsatz im Legionellen-Risikomanagement entwickelt und bietet die Gewissheit, dass bei der Überwachung von Warm- und Kaltwassertemperaturen die richtige Temperatur getroffen wird.

Funktionen

Single Input Thermoelement

Integral Timer für 1 und 2 Minuten Countdown

Messbereich: -200 bis +1.372°C (Sondentyp abhängig)

Genauigkeit: - 0,1 % des Messwerts bei 0,2 °C

C/F wählbar

IP67 Wasserdichtes Gehäuse

Niedrige Batterieanzeige

Wählbare Thermoelementtypen: K & T

Selbstkalibrieren

Gummistiefel für zusätzlichen Schutz vor Beschädigungen enthalten

Inklusive 1 x PP3 Batterie

Benötigt: Eine Thermoelementsonde/Sensor

Spezifikationen

Specifications

Product Code	XE-4091-001
General Description	Measurement Range: -200 to +1,372°C (probe type dependant)
Type	Single input Thermometer with an integral 1 minute & 2 minute timer
Accuracy	± 0.1% of Reading ± 0.2°C
Readings	C/F Selectable
Power Consumption	Low Battery Indication



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Power Supply	Includes 1 x PP3 Battery
Standards Met	IP67 Waterproof Casing
Thermocouple Type	K & T
Thermometer	Self-Calibrating
Termination Type	Requires a Thermocouple Probe/Sensor
Accessories	Rubber Boot included for extra protection against damage