


# RTD-Temperatursensor mit Hirschmann-Stecker



**'HIRSCHMANN PT100 PROBE ASSEMBLY'**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Eine kostengünstige 6mm Durchmesser Pt100 Sensorbaugruppe in einem 316 Edelstahlgehäuse mit 1/2" BSP-Prozessanschluss und eingebautem Din-Stecker mit Anschlussleitung.

## Specifications

<b>General Description</b>	RTD Temperature Sensor & Hirschmann Connector
<b>Sensor Type</b>	PT100 Class A
<b>Process Connection</b>	1/2" BSP
<b>Probe Diameter</b>	6.0mm
<b>Probe Length</b>	50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm and 300mm lengths available below hex
<b>Cable Length</b>	1m
<b>Cable Type</b>	PVC Insulated
<b>Max. Temperature</b>	+250°C
<b>Min. Temperature</b>	-50°C
<b>IP Rating</b>	IP65
<b>Connection Type</b>	DIN connector Screw terminal
<b>Number of Wires</b>	4 wire connection