


RTD-Temperatursensor mit Hirschmann-Stecker



'HIRSCHMANN PT100 PROBE ASSEMBLY'



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Eine kostengünstige 6mm Durchmesser Pt100 Sensorbaugruppe in einem 316 Edelstahlgehäuse mit 1/2" BSP-Prozessanschluss und eingebautem Din-Stecker mit Anschlussleitung.

Specifications

General Description	RTD Temperature Sensor & Hirschmann Connector
Sensor Type	PT100 Class A
Process Connection	1/2" BSP
Probe Diameter	6.0mm
Probe Length	50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm and 300mm lengths available below hex
Cable Length	1m
Cable Type	PVC Insulated
Max. Temperature	+250°C
Min. Temperature	-50°C
IP Rating	IP65
Connection Type	DIN connector Screw terminal
Number of Wires	4 wire connection