


## RTD-Temperatursensor mit Hirschmann-Stecker - 200 mm Sondenlänge



**'HIRSCHMANN PT100 PROBE ASSEMBLY'**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Eine kostengünstige Pt100-Sensorbaugruppe mit einem Durchmesser von 6 mm, untergebracht in einem Gehäuse aus Edelstahl 316 mit 1/2" BSP-Prozessanschluss und montiertem DIN-Stecker mit Anschlussleitung.

### Leistungsbeschreibung

## Specifications

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Product Code</b>        | XE-5685-001                                   |
| <b>General Description</b> | RTD Temperature Sensor & Hirschmann Connector |
| <b>Sensor Type</b>         | PT100 Class A                                 |
| <b>Process Connection</b>  | 1/2" BSP                                      |
| <b>Probe Diameter</b>      | 6.0mm   |
| <b>Probe Length</b>        | 200mm   |
| <b>Cable Length</b>        | 1m  |
| <b>Cable Type</b>          | PVC Insulated                                 |
| <b>Max. Temperature</b>    | 250°C   |
| <b>Min. Temperature</b>    | -50°C   |
| <b>IP Rating</b>           | IP65  |
| <b>Connection Type</b>     | DIN connector Screw terminal                  |
| <b>Number of Wires</b>     | 4 wire connection                             |