

RTD-Temperatursensor mit Hirschmann-Steckverbinder - 300 mm Sondenlänge



'HIRSCHMANN PT100 PROBE ASSEMBLY'



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Eine kostengünstige Pt100-Sensorbaugruppe mit einem Durchmesser von 6 mm, untergebracht in einem Gehäuse aus Edelstahl 316 mit 1/2" BSP-Prozessanschluss und montiertem DIN-Stecker mit Anschlussleitung.

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-5686-001
General Description	RTD Temperature Sensor & Hirschmann Connector
Sensor Type	PT100 Class A
Process Connection	1/2" BSP
Probe Diameter	6.0mm
Probe Length	300mm
Cable Length	1m
Cable Type	PVC Insulated
Max. Temperature	250°C
Min. Temperature	-50°C
IP Rating	IP65
Connection Type	DIN connector Screw terminal
Number of Wires	4 wire connection