


Digitales Krperthermometer



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Das digitale Thermometer kann schnell, genau und bequem die Temperatur des menschlichen Körpers messen.

Die Schale besteht aus ungiftigem Kunststoff und ist weniger zerbrechlich als das herkömmliche Quecksilberthermometer, das leicht zu zerbrechen ist. Quecksilber belastet die Umwelt und ist nicht so leicht abzulesen.

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-4095-001
General Description	Digital Thermometer
Type	Flexible probe head
Accuracy	+/- 0.1°C
Resolution	0.1°C
Dimensions	124mm x 18.5mm x 10mm
Temperature Range	+32°C to 42°C
Weight	10g
Important Information	Measurement time: about 1 minute