


## Digitales Krperthermometer



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Das digitale Thermometer kann schnell, genau und bequem die Temperatur des menschlichen Krpers messen.

Die Schale besteht aus ungiftigem Kunststoff und ist weniger zerbrechlich als das herkommliche Quecksilberthermometer, das leicht zu zerbrechen ist. Quecksilber belastet die Umwelt und ist nicht so leicht abzulesen.

### Leistungsbeschreibung

## Specifications

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Product Code</b>          | XE-4095-001                      |
| <b>General Description</b>   | Digital Thermometer              |
| <b>Type</b>                  | Flexible probe head              |
| <b>Accuracy</b>              | +/- 0.1°C                        |
| <b>Resolution</b>            | 0.1°C                            |
| <b>Dimensions</b>            | 124mm x 18.5mm x 10mm            |
| <b>Temperature Range</b>     | +32°C to 42°C                    |
| <b>Weight</b>                | 10g                              |
| <b>Important Information</b> | Measurement time: about 1 minute |