

Selbstklebender Patch PT100 Sensor mit PFA-isoliertem Außenmantel - Typ PRT - 1M Länge



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Der RTF4/NAH-Typ ist ein Oberflächensensor, der in einem Silikonkautschuk-Patch eingekapselt ist.

Wird für Oberflächenanwendungen verwendet

Toleranz der Klasse B

PFA-isolierte Leitung

4-adriger Endanschluss auf IEC60751

1, 3 oder 5 m PFA-Bleioptionen erhältlich

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-3685-001
Sensor Type	Silicone rubber patch with self adhesive foil backing
Element	Pt100
Patch dimensions	L40 x W15mm x D5mm
Cable Length	1M
Cable Type	PFA insulated outer jacket
Core / Strands	7/0.1mm
Cable Termination	Bare Tails
Max. Temperature	+150°C
Min. Temperature	-50°C
Accuracy	Class B
Number of Wires	4