

## Selbstklebender Patch PT100 Sensor mit PFA-isoliertem Außenmantel - Typ PRT - 5M Länge



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Der RTF4/NAH-Typ ist ein Oberflächensensor, der in einem Silikonkautschuk-Patch eingekapselt ist.

Wird für Oberflächenanwendungen verwendet

Toleranz der Klasse B

PFA-isolierte Leitung

4-adriger Endanschluss auf IEC60751

1, 3 oder 5 m PFA-Bleioptionen erhältlich

### Leistungsbeschreibung

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-3687-001
<b>Sensor Type</b>	Silicone rubber patch with self adhesive foil backing
<b>Element</b>	Pt100
<b>Patch dimensions</b>	L40 x W15mm x D5mm
<b>Cable Length</b>	5M
<b>Cable Type</b>	PFA insulated outer jacket
<b>Core / Strands</b>	7/0.1mm
<b>Cable Termination</b>	Bare Tails
<b>Max. Temperature</b>	+150°C
<b>Min. Temperature</b>	-50°C
<b>Accuracy</b>	Class B
<b>Number of Wires</b>	4