



Miniatur-Thermoelement-Anschlusstecker BM-K-M Typ K BS



Miniature in-line Plug
(dimensions in mm)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Miniatur-Thermoelement-Anschlussstecker BM-K-M Typ K BS

Mit flachen Stiften, die für den Thermoelementtyp geeignet sind und sich ideal für den allgemeinen Einsatz eignen, sind alle Kontakte polarisiert, um eine korrekte Verbindung zu gewährleisten. Diese Steckverbinder nehmen Thermoelementkabel mit einem Durchmesser von bis zu 4 mm auf.

Spezifikationen**Specifications**

Product Code	XE-1384-001
General Description	Ideal for general purpose use. Contacts are polarised to ensure correct connection.
Thermocouple Type	K BS
Connector Type	Plug
Connector Size	Miniature
Colour	Yellow
Max. Temperature	220°C
Pins	Flat Pins
+Positive Contact	Nickel Chromium
-Negative Contact	Nickel Alloy
Standards Met	BS EN 50212:1997. RoHS