


JIS Fabricated Tube Thermoelemente mit Crimpdichtung und Anschlussdraht Typ K



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Ein vorgefertigtes JIS-Thermoelement mit Schutzrohr aus Edelstahl 316 und 1 Meter PFA-Flachpaar flexiblen Anschlussdraht.

Diese Artikel haben einen Messbereich von -75 C bis +250 C und sind in der JIS-Thermoelementkalibrierung Typ K mit Durchmessern von 3,0, 4,5 und 6 mm 316 Edelstahlmantel und Standardlängen von 50, 100, 150 und 250 mm erhältlich.

Genauigkeit des Thermoelements der Klasse 1

Temperaturbereich des Sensors -75 C bis +250 C

3,0 mm, 4,5 mm und 6 mm Mantel aus Edelstahl 316

50, 100, 150 & 250mm Standardlängen

Typische Anwendungen

Industrielle Prozesskontrolle

Rohre oder Kanäle

Öfen und Heizung

Universell einsetzbar

Leistungsbeschreibung

Specifications

General Description	Fabricated Type K Thermocouple with Rigid Stainless Steel Sheath with 1 metre PFA lead
Thermocouple Type	K JIS
Cable Length	1M
Cable Type	PFA
Termination Type	Stripped Wires
Sheath Length (mm)	50, 100, 150, 250
Sheath Diameter (mm)	3.0, 4.5, 6.0
Max. Temperature	250°C



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Min. Temperature	-75°C
Standards Met	Class 1
Number of Wires	2