


## Oberflächenmontierbarer RTD-Sensor



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Ein angeschraubter RTD-Temperatursensor mit einem Aluminiumgehäuse für eine schnelle thermische Reaktion und einer Lasche mit 3-mm-Befestigungsloch für eine einfache Installation, komplett mit einem PFA-Kabel und -Enden.

Der Sensor kann auf den meisten ebenen Oberflächen zementiert, geklebt, geschraubt oder verschraubt werden.

Er verfügt standardmäßig über einen Pt100-Klasse-A-Sensor mit passenden Leitungslängen sowie über nicht standardmäßige Steckverbinderoptionen, wie z. B. den

[Lemo-Stecker](#)

, der für Ihre Anwendung geeignet ist.

Kann auch für den Einsatz als Pt1000-Sensortyp angepasst werden -

[kontaktieren Sie unser Vertriebssteam](#)

für Ihre individuellen Anforderungen.

### Leistungsbeschreibung

## Specifications

<b>General Description</b>	Stripped 75mm tails as standard
<b>Sensor Type</b>	Pt100
<b>Fitting</b>	3mm mounting hole
<b>Cable Type</b>	PFA
<b>Termination Type</b>	Bare Tails or Miniature 3-Pin Plug Options
<b>Max. Temperature</b>	230°C
<b>Min. Temperature</b>	-50°C
<b>Tolerance</b>	Class A
<b>Length</b>	1M, 2M or 5M Lead
<b>Number of Wires</b>	4 wire or 3 wire with connector