


Oberflächenmontierter RTD-Sensor ohne Stecker - 1M Länge



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Ein angeschraubter RTD-Temperatursensor mit einem Aluminiumgehäuse für eine schnelle thermische Reaktion und einer Lasche mit 3-mm-Befestigungsloch für eine einfache Montage, komplett mit PFA-Kabel und -Enden.

Der Sensor kann auf den meisten ebenen Oberflächen zementiert, geklebt, geschraubt oder verschraubt werden.

Er verfügt standardmäßig über einen Pt100-Klasse-A-Sensor mit optionalem Pt1000-Sensor und passenden Leitungslängen sowie über nicht standardmäßige Steckeroptionen, wie z. B. den Lemo-Stecker, um Ihrer Anwendung gerecht zu werden.

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-7700-001
General Description	RTD-830 style - Stripped 75mm tails as standard
Termination Type	Bare Tails
Max. Temperature	230°C
Min. Temperature	-50°C
Tolerance	Class A
Length	1M Lead
Number of Wires	4 wire
Series	Bolt on RTD