


Oberflächenmontierter RTD-Sensor ohne Stecker - 2M Länge



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Ein angeschraubter RTD-Tempersensur mit einem Aluminiumgehuse fr eine schnelle thermische Reaktion und einer Lasche mit 3-mm-Befestigungsloch fr eine einfache Montage, komplett mit PFA-Kabel und -Enden.

Der Sensor kann auf den meisten ebenen Oberflchen zementiert, geklebt, geschraubt oder verschraubt werden.

Er verfgt standardmig ber einen Pt100-Klasse-A-Sensur mit optionalem Pt1000-Sensur und passenden Leitungslngen sowie ber nicht standardmige Steckeroptionen, wie z. B. den Lemo-Stecker, um Ihrer Anwendung gerecht zu werden.

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-7701-001
General Description	RTD-830 style - Stripped 75mm tails as standard
Termination Type	Bare Tails
Max. Temperature	230°C
Min. Temperature	-50°C
Tolerance	Class A
Length	2M Lead
Number of Wires	4 wire
Series	Bolt on RTD