


## Oberflächenmontierbarer Thermoelement-Sensor Typ K



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

### Oberflächenmontierbares Thermoelement Typ K.

Ein angeschraubtes Thermoelement mit einem Aluminiumgehäuse für eine schnelle thermische Reaktion und einer Lasche mit 3 mm Befestigungsloch für eine einfache Montage. Es handelt sich um ein Standard-Thermoelement der Klasse 1 vom Typ K, komplett mit einem PFA-Kabel mit Enden oder einem Ministecker. Der Sensor kann auf den meisten ebenen Oberflächen zementiert, geklebt, geschraubt oder verschraubt werden.

### Leistungsbeschreibung

## Specifications

<b>Sensor Type</b>	Thermocouple Type K
<b>Fitting</b>	3mm Mounting Hole
<b>Cable Type</b>	PFA
<b>Termination Type</b>	Bare Tails or Miniature Plug Options
<b>Max. Temperature</b>	230°C
<b>Min. Temperature</b>	-50°C
<b>Tolerance</b>	Class 1
<b>Length</b>	1M, 2M or 5M Lead
<b>Important Information</b>	Optional Type J or T version available on request