

## Rohrschelle Oberfläche Pt100 RTD Jubilee Style mit PFA-Blei - 40-55mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Ein Oberflächentempersensor mit einem Messbereich von -50 bis +250 C mit einem Pt100 Klasse A 4-Draht-Widerstandsthermometer-Detektor (RTD).

Erhältlich in vier Größen mit verstellbarem Jubilumsclip für Rohrdurchmesser von 13-20 mm, 20-32 mm, 30-45 mm und 40-55 mm.

Konzipiert für eine einfache Installation für einen robusten Klemmkontakt mit Röhren oder runden Oberflächen mit verschiedenen Durchmessern.

Mit einem 2 Meter PFA-isolierten, flexiblen Anschlussdraht und abisolierten Endstücken.

Pt100 RTD Klasse A 4-Leiter Widerstandsthermometer nach IEC 751

Temperaturbereich des Sensors: -50 bis +250 C

Einstellbar für Rohrdurchmesser 13-20 mm, 22-30 mm, 30-45 mm und 40-55 mm

### Leistungsbeschreibung

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-7793-001
<b>Sensor Type</b>	Pt100
<b>Cable Length</b>	2M
<b>Cable Type</b>	PFA
<b>Cable Termination</b>	Stripped wires
<b>Max. Temperature</b>	250°C
<b>Min. Temperature</b>	-50°C
<b>Tolerance</b>	Class A
<b>Number of Wires</b>	4 wire