


WT9065 Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Das Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät WT9065 ist klein und tragbar und verfügt über eine sichere und zuverlässige Leistungsstabilität, einen geringen Stromverbrauch und eine hohe Präzision. Das Gerät ist für die Messung in den Bereichen Fertigung, Labor, Logistik, Lebensmittel und Hygiene, Klimatechnik und Umweltschutz ausgelegt.

Daten-Hold

Maximaler / Minimaler / Differenzwert

Manuelle / automatische Abschaltung

LCD-Hintergrundbeleuchtung

Speicherfunktion bei Stromausfall

Auswahl der Temperatureinheit

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-4009-001
Model	WT9065
Type	Temperature & Humidity Meter
Accuracy	+/- 1°C / +/- 4% RH
Resolution	0.1°C (0.1°F) / 0.1% RH
Battery	3 x 1.5v AAA
Dimensions	144mm x 54mm x 32mm
Humidity range	5-98% RH
Temperature Range	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Weight	106.1g