

Standard Hochtemperatur (650Å, Å°C) Keramik Thermoelement Stecker AS-J-M-HTC Typ J ANSI



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Die Vorlaufzeit für diese Artikel kann etwa 4 - 5 Wochen betragen. Sie werden von unserem Vertriebsteam mit weiteren Details und Lieferaktualisierung nach der Bestellung kontaktiert.

Bitte benutzen Sie die Registerkarte "Produktanfrage" auf der rechten Seite, wenn Sie vor der Bestellung weitere Informationen benötigen.

Produktcode: AS-J-M-HTC

Hochleistungs-Keramikgehäuse für den Einsatz bis 650°C

Stecker mit massiven Thermoelementstiften

Alle Mitgelieferten in Weiß gefärbt mit ANSI-farbigem Punkt am Körper

Specifications

| | |
|--------------|-------------|
| Product Code | XE-9143-001 |
|--------------|-------------|