



Typ T Einziehbare lockige Thermoelementleitung (IEC)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Erhältlich in Typ T
Farbcodiert nach IEC
2 Meter Länge bei vollem Auszug
Abgeschlossen mit einem eingebauten Miniaturstecker
Polyurethan-Auenseite

Specifications

Product Code	XE-7033-001
Cable Length	2M fully extended
Cable Type	Polyurethane outer
Connector Type	Thermocouple Plug
Connector Size	Miniature
Colour	Brown
Standards Met	Colour code (cores & jacket) to IEC-584-3
Thermocouple Type	T
Termination Type	Miniature Thermocouple Plug